




HydroSoft Microvention 3D Shape		
Primary	1.5~3mm	
	0.0120"→ 0.0130" (膨潤後)	
	4mm	
	0.0130"→ 0.0130" (膨潤後)	
	5~8mm	
	0.0135"(膨潤前後)	
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.0165inch)		30分(All Size)
コイル径	コイル長	本数
1.5mm	2cm	
1.5mm	3cm	
2mm	2cm	
2mm	3cm	
2mm	4cm	
2mm	6cm	
2mm	8cm	
2.5mm	4cm	
2.5mm	6cm	
2.5mm	8cm	
3mm	4cm	
3mm	6cm	
3mm	8cm	
3mm	10cm	
4mm	8cm	
4mm	12cm	
5mm	10cm	
5mm	15cm	
6mm	12cm	
6mm	19cm	
7mm	15cm	
7mm	28cm	
8mm	17cm	
8mm	33cm	



HydroSoft Helical Shape		
Primary	1.5~4mm, 5~6mm(10cm)	
	0.0120"→ 0.0130" (膨潤後)	
	5~6mm(15cm)	
	0.01225"→ 0.0130" (膨潤後)	
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.0165inch)		30分(All Size)
コイル径	コイル長	本数
1.5mm	2cm	
1.5mm	4cm	
2mm	2cm	
2mm	3cm	
2mm	4cm	
2mm	6cm	
2mm	8cm	
2.5mm	4cm	
2.5mm	6cm	
3mm	4cm	
3mm	10cm	
4mm	6cm	
4mm	8cm	
4mm	10cm	
5mm	10cm	
5mm	15cm	
6mm	10cm	
6mm	15cm	



HydroFill Helical Shape		
Primary	2~4mm	
	0.0130"→ 0.0160" (膨潤後)	
	5~12mm	
	0.0150"→ 0.0180" (膨潤後)	
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.0165inch)		30分(2-4mm)
		10分(5-18mm)
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.021inch)		30分(All Size)
コイル径	コイル長	本数
2mm	6cm	
3mm	6cm	
4mm	8cm	
4mm	10cm	
5mm	10cm	
5mm	15cm	
6mm	15cm	
6mm	20cm	
7mm	20cm	
8mm	20cm	
9mm	30cm	
10mm	30cm	
12mm	30cm	



HydroFrame18 Cosmos Shape		
Primary	6,7,8mm=0.0140"(膨潤前後)	
	9,10mm=0.0145"(膨潤前後)	
	12,14mm=0.01475"(膨潤前後)	
	16mm=0.0145"(膨潤前後)	
	18,20mm=0.0150"(膨潤前後)	
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.0165inch)		30分(All Size)
コイル径	コイル長	本数
6mm	19cm	
7mm	23cm	
8mm	27cm	
9mm	31cm	
10mm	36cm	
12mm	43cm	
14mm	45cm	
16mm	44cm	
18mm	50cm	
20mm	48cm	

HydroFrame10 Cosmos Shape		
Primary	3~4mm	
	0.0120"→ 0.0130" (膨潤後)	
	5~8mm	
	0.0125"→ 0.0130" (膨潤後)	
Reposition Time (マイクロカテーテル内腔0.0165inch)		30分(All Size)
コイル径	コイル長	本数
3mm	6cm	
4mm	8cm	
5mm	10cm	
5mm	15cm	
6mm	12cm	
6mm	19cm	
7mm	15cm	
7mm	28cm	
8mm	17cm	
8mm	33cm	